

F**CE**

Barrière cutanée – Ne pique pas!

MODE D'EMPLOI:

- Nettoyer et bien sécher la peau.
- Déchirer le sachet et déplier le tissu.
- Appliquer doucement sur la surface à protéger, puis attendre quelques secondes que le produit sèche.
- Ambiance Skin Barrier assure une protection contre les effets délétères des résidus corporels, enzymes et adhésifs.

INGRÉDIENTS: Copolymères de siloxane

ATTENTION:

- Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.
- Éviter d'appliquer le produit sur des zones cutanées lésées, délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez, vagin, peau abîmée).
- En cas de doute, réaliser un test préalable sur une petite surface.
- Arrêter l'application en cas d'irritation.



FACILEMENT INFLAMMABLE

REFNR

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

LOT

CODE DU LOT



DATE LIMITE D'UTILISATION



NE PAS RÉUTILISER



LIRE LES INSTRUCTIONS